



Varenummer 4615

ABRI•CLINIC

Lejepapir, Abena Abri-Clinic, 2-lags, 65m x 60cm, lyseblå, med PE-belægning, 171 ark, perforeret

- ✓ Absorberende overflade
- ✓ Væsketæt bagside
- ✓ Perforerede ark
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser

Produktbeskrivelse

Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af for eksempel brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret har en absorberende overflade, samt en væsketæt bagside, som sikrer, at ingen væske trænger igennem. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og øger hygien. Abri-Clinic findes i forskellige bredder. Kan benyttes med eller uden dispenser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lejepapir
Varemærke	Abena
Vareserie	Abri-Clinic
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med PE-belægning, 171 ark
Engangs/flergangs	Engangs
Perforering	Perforeret
Materiale	PE, tissue
Ingredienser/sammensætning	100 % nyfiber
Længde/dybde	65 m
Bredde	60 cm
Antal lag	2-lags
Hylsediameter	4 cm
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Lejepapiret placeres på briksen med den blå side ned af. Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 rl	0.305 m	0.205 m	0.61 m	5703538425035
rl	171 ark				



Produktet er kun til engangsbrug.